

## Vážení partneri

Dovoľujeme si Vám ponúknuť nový pulzný oxymeter „ri-fox N“ uvedený na trh v novembri 2010. „ri-fox N“ ponúka cenovo dostupné, rýchle a presné meranie pulzu a obsahu kyslíka v krvi (SpO<sub>2</sub>%), s vysokou kvalitou, v priebehu niekoľkých sekúnd. Je ideálny pre použitie v nemocniciach, v lekárskej praxi a na domáce použitie. Výsledky sú zobrazené na zelenom LED displeji a vizuálne je veľmi jednoduché rozpoznať signál pulzu a arytmie.

### „ri-fox N“ charakteristika:

- Malé, mobilné zariadenie s integrovaným snímačom
- Jednoduché a rýchle meranie pripojením na prst
- Jasné LED osvetlenie pre dobrú viditeľnosť
- Vizuálny indikátor pulzu
- Ukazovateľ stavu vybitia batérie
- Životnosť batérie minimálne 30 hodín
- 2 štandardné AAA batérie sú v príslušenstve a sú veľmi ľahko vymeniteľné
- Automatické vypnutie po 8 sekundách



## ri-fox N

Na pulzný oxymeter „ri-fox N“ výrobca poskytuje záruku 30 mesiacov a vysokú kvalitu za prijateľnú cenu.

### Technické údaje:

SpO <sub>2</sub> -Rozsah merania	70% -99%
SpO <sub>2</sub> -rozlíšenie	1%
SpO <sub>2</sub> -presnosť merania	
• 70% -99%:	+ / - 3%
• <70%	nedefinované
Rozsah merania frekvencie pulzu	30-235 bpm
Pulz - miera rozlíšenia	1bpm
Pulz - presnosť merania:	
• 30 až 100	+ /-2bpm
• 101 do 235	+ / -2%
Displej	LED, SpO <sub>2</sub> , pulzová frekvencia, pulzový signál, vizuálny indikátor vybitia batérie
Prostredie	
• Prevádzková teplota	5 °C - 40 °C
• Skladovacia teplota	20 °C -55 °C
• Prevádzková vlhkosť	<= 80%, bez kondenzácie
• Skladovacia vlhkosť	<= 93%, bez kondenzácie
• Napájanie	2 batérie AAA, alkalické typu LR03
• Životnosť batérie	cca 30 hodín
Rozmery	66 x 39 x 32 mm
Hmotnosť	48 g vrátane batérií
Dezinfekcia	povrchovo dezinfikovať

### Distribúcia:



**KONEX MEDIK spol. s r. o**  
Rastislavova 7 , 040 22 Košice  
Tel. +421(0)55 7266 217 – 219  
mail: [konexmedik@konex.sk](mailto:konexmedik@konex.sk)  
<http://www.konexmedik.sk>