



Vitamin B12

FínecareTM

Vitamín B12

Rýchly kvantitatívny test

P.O.C.T test na nedostatok VB12 a anémiu



Rýchly kvantitatívny test vitamínu B12

- ✓ Diagnostika deficitu VB12
- ✓ Kvantitatívne stanovenie VB12 v ľudskej krvi
- ✓ Monitorovanie hladín VB12 u diabetických pacientov užívajúcich metformín
- ✓ Diferenciálna diagnostika anémie
- ✓ VB12 na platforme FIA

KLINICKÁ APLIKÁCIA

- **Diagnóza nedostatku VB12**
Kvantitatívne meranie hladiny VB12 v ľudskej krvi na diagnostiku nedostatku VB12.
- **Diferenciálna diagnostika anémie**
Diferenciálna diagnostika megaloblastickej anémie spôsobenej deficitom VB12 alebo deficitom folátu.
- **Pravidelné monitorovanie diabetických pacientov užívajúcich metformín**
Počas dlhodobého užívania vyšších dávok metformínu a u ľudí s rizikovými faktormi nedostatku vitamínu B12 bola hlásená znížená absorpcia vitamínu B12. Ak existuje podozrenie na tento stav, monitorujte hladiny v sére.

NICE (Národný inštitút pre excelentnosť v oblasti zdravia a starostlivosti)
„Dlhodobí užívatelia metformínu by mali pravidelne sledovať koncentrácie vitamínu B12, aby sa predišlo nedostatku vitamínu B12
Pokyny pre nutričnú liečbu cukrovky v Číne (2013)

ITEMS SPECIFICATION

Testovaná položka	Kat. č.	Typ vzorky	Rozsah	Rozsah testu	Skladovanie	Spotreba
Vitamin B12	WX01P0001	Sérum/Plazma	197–771 ng/mL	80–2000 pg/mL	4–30°C	24 mes.

APLIKAČNÉ SCENÁRE

